

一次性圈套器

与内窥镜及高频电配合使用，用于切除消化道粘膜层单发或多发息肉。



常用规格：

订货号	套圈直径 (mm)	有效工作长度 (mm)	导管外径 (mm)	套圈形状
MTNPFS01-01523180	15	1800	2.3	椭圆形
MTNPFS01-01523230	15	2300	2.3	
MTNPFS01-02423180	24	1800	2.3	
MTNPFS01-02423230	24	2300	2.3	
MTNPFS01-03623180	36	1800	2.3	
MTNPFS01-03623230	36	2300	2.3	



产品特点：

- 防缠绕的可旋转手柄设计。
- 套圈可旋转，临床操作更精确。
- 编织型钢丝，增加钢丝与组织接触面积，达到最佳凝血功能，切割更安全。
- 提供椭圆形和半月形圈，配合临床需要。
- 一次性使用，独立无菌包装，即开即用。