

## 一次性冷圈套器

适用于消化道直径10mm以下的息肉切除。



常用规格：

订货号	套圈直径 (mm)	有效工作长度 (mm)	导管外径 (mm)
MTN-PFS/A-10/23	10	2300	2.3
MTN-PFS/A-15/23	15	2300	2.3

冷圈套息肉切除，相比传统息肉切除具有以下显著优势：

- 手术操作时间明显缩短
- 术中即刻出血少
- 术后延迟出血少
- 无需术前粘膜下注射盐水
- 无需术后预防性钳夹