


一次性内镜清洁刷



产品特点:

- 通用的刷头设计，适用于各种内窥镜钳道。
- 球形头端，有效降低对钳道的损伤。
- 双刷头设计，方便清洗。
- 性价比高，适合临床一次性广泛使用。

常用规格:

订货号	工作长度 (mm)	刷头1(直径×长度) (mm)	刷头2(直径×长度) (mm)	产品描述
CB18-5050/23-A	2300	φ5×20	φ5×20	塑料导管双头清洁刷， 加附件单头小刷子
CB18-T5050/23-A	2300	φ5~7×20	φ5~7×20	塑料导管双头清洁刷， 加附件单头小刷子
CB23-5050/23-A	2300	φ5×20	φ5×20	塑料导管双头清洁刷， 加附件单头小刷子
CB23-T5050/23-A	2300	φ5~7×20	φ5~7×20	塑料导管双头清洁刷， 加附件单头小刷子
CB18-0070/12-S	1200	φ7×10	φ7×10	金属弹簧管单头清洁刷
CB18-0070/16-S	1600	φ7×10	φ7×10	金属弹簧管单头清洁刷
CB20-0070/16-S	1600	φ7×10	φ7×10	金属弹簧管单头清洁刷
CB20-0070/20-S	2000	φ7×10	φ7×10	金属弹簧管单头清洁刷
CB20-0070/23-S	2300	φ7×10	φ7×10	金属弹簧管单头清洁刷