


一次性斑马导丝

产品特点:

- 充分的安全性考虑
前端无内芯设计的软头，遇阻后会导丝推进方向，减少导丝对患者的侵袭。
- 卓越的插入性能
长的65mm亲水头端，减轻摩擦力，显著提高导丝插入性能。稳固的导丝内芯，有效传递插入时的扭转力，实现导丝头端与手持部位的同步旋转，更容易通过复杂的狭窄部位和选择性插管。



常用规格:

订货号	导丝长度	导丝直径	使用次数	描述
MTN-BM-89/26-A	2600	0.035	一次性使用	65mm直型柔软亲水头端

非血管腔道导丝（超硬导丝）

使用目的:

非血管腔道治疗中引导导管、置入器等。

产品特点:

- 医用不锈钢材料，不易折断，防扭结，确保手术的安全和可靠。
- 弹簧头端，更易通过狭窄段。



常用规格:

订货号	导丝长度 (mm)	导丝直径 (inch)	软硬度	描述
MTN-QF-90/18-B	1800	0.035	超硬	平头 不锈钢材质，直型弹簧头端
MTN-QF-90/26-B	2600			直型亲水头端，圆形托盘包装 镍钛合金材质
MTN-QF-90/26-B1	2600			
MTN-QF-96/18-B	1800	0.038		平头 不锈钢材质，直型弹簧头端
MTN-QF-96/26-B	2600			

