


一次性细胞刷



产品特点:

- 圆形头端，有效降低对腔道壁的刺激和损伤。
- 刷毛呈锐角或直角，取样充分，提高阳性检出率。
- 操作手柄上下止点清晰，手感舒适。
- 十万级净化车间装配，无菌包装，即开即用，安全方便。
- 性价比高，适合临床广泛使用。

常用规格:

订货号	工作长度 (mm)	刷头直径 (mm)	适用内窥镜
CYB-25S-12C	1200	2.5	纤支镜
CYB-30S-12C		3.0	
CYB-40S-12C		4.0	