


L型气管支架


【气管支架及置入器（L）】

用于缓解因恶性病变造成的气管分叉部位的狭窄。



常用规格:

订货号	支架直径 (mm)	支架长度 (mm)	置入器尺寸 (导管直径X有效工作长度) (mm)
ST02-971-18.040 A3-ND	18	40	OTW置入器: 8X600 (推荐导丝: .035")
ST02-971-18.050 A3-ND		50	
ST02-971-18.060 A3-ND		60	
ST02-971-18.070 A3-ND		70	
ST02-971-18.080 A3-ND		80	
ST02-971-20.040 A3-ND	20	40	
ST02-971-20.050 A3-ND		50	
ST02-971-20.060 A3-ND		60	
ST02-971-20.070 A3-ND		70	
ST02-971-20.080 A3-ND		80	
ST02-971-22.040 A3-ND	22	40	
ST02-971-22.050 A3-ND		50	
ST02-971-22.060 A3-ND		60	
ST02-971-22.070 A3-ND		70	
ST02-971-22.080 A3-ND		80	



产品特点:

- 持续柔和的径向支撑力，有效扩张狭窄部，减少患者不适。
- 完全符合气管分叉部位的解剖结构。
- 支架在影像设备下清晰明显。

注:

分支气管支架常规尺寸——直径: 12/14mm, 长度: 10/15/20/25/30/35mm。