


Y型气管支架

【气管支架及置入器（Y）】

用于缓解因恶性病变造成的气管隆突部狭窄。



常用规格:

订货号	支架直径 (mm)	支架长度 (mm)	置入器尺寸 (导管直径X有效工作长度) (mm)
ST02-961-18.040 N3-ND	18	40	Y型置入器: 8X600 (推荐导丝: .035")
ST02-961-18.050 N3-ND		50	
ST02-961-18.060 N3-ND		60	
ST02-961-18.070 N3-ND		70	
ST02-961-18.080 N3-ND		80	
ST02-961-20.040 N3-ND	20	40	
ST02-961-20.050 N3-ND		50	
ST02-961-20.060 N3-ND		60	
ST02-961-20.070 N3-ND		70	
ST02-961-20.080 N3-ND		80	
ST02-961-22.040 N3-ND	22	40	
ST02-961-22.050 N3-ND		50	
ST02-961-22.060 N3-ND		60	
ST02-961-22.070 N3-ND		70	
ST02-961-22.080 N3-ND		80	

产品特点:

- 持续柔和的径向支撑力，有效扩张狭窄部，减少患者不适。
- 专利设计，符合气管隆突部位解剖结构（一枚支架即可解决隆突部位狭窄）。
- 专用置入器，置入方便快捷。

注:

左支气管常规尺寸——直径: 12/14mm, 长度: 20/25/30/35mm。
右支气管常规尺寸——直径: 12/14mm, 长度: 10/15/20/25mm。