



幽门支架

【肠道支架及置入器】

用于因恶性病变造成的肠道狭窄或梗阻，适合幽门部的狭窄。



常用规格:

订货号	支架直径 (mm)	端口直径 近端/远端 (mm)	支架长度 (mm)	置入器尺寸 (导管直径 × 有效工作长度) (mm)
ST14-211-18.060 A3-LG	18	26/24	60	OTW普通置入器: 6 × 1000 推荐导丝: 0.038" (0.96mm)
ST14-211-18.080 A3-LG			80	
ST14-211-18.100 A3-LG			100	
ST14-211-18.120 A3-LG			120	
ST14-211-20.060 A3-LG	20	28/26	60	
ST14-211-20.080 A3-LG			80	
ST14-211-20.100 A3-LG			100	
ST14-211-20.120 A3-LG			120	
.....				

产品特点:

- 持续柔和的径向支撑力，有效扩张狭窄部，减少患者不适。
- 支架上的显影标记在影像设备下清晰明显，定位更加准确。
- 符合幽门部生理解剖的端口设计。
- 根据不同病变可以有喇叭形状和双球形状支架选择。

注:

以上为产品常用规格，如有更多规格需求请致电微创全国服务电话400 025 3000，或联系微创当地销售代表或经销商。