



十二指肠支架

【肠道支架及置入器】

用于因恶性病变造成的十二指肠狭窄或梗阻。



常用规格:

订货号	支架直径 (mm)	端口直径 (mm)	支架长度 (mm)	置入器尺寸 (导管直径 × 有效工作长度) (mm)
ST24-331-18.060 A3-LK	18	24	60	OTW普通置入器: 6 × 1400 推荐导丝: 0.038" (0.96mm)
ST24-331-18.080 A3-LK			80	
ST24-331-18.100 A3-LK			100	
ST24-331-18.120 A3-LK			120	
ST24-331-20.060 A3-LK	20	26	60	
ST24-331-20.080 A3-LK			80	
ST24-331-20.100 A3-LK			100	
ST24-331-20.120 A3-LK			120	
ST24-331-22.060 A3-LK	22	28	60	
ST24-331-22.080 A3-LK			80	
ST24-331-22.100 A3-LK			100	
ST24-331-22.120 A3-LK			120	
.....				

产品特点:

- 持续柔和的径向支撑力，有效扩张狭窄部，减少患者不适。
- 支架上的显影标记在影像设备下清晰明显，定位更加准确。
- 优良的柔顺性，顺应十二指肠生理弯曲。

注:

以上为产品常用规格，如有更多规格需求请致电微创全国服务电话400 025 3000，或联系微创当地销售代表或经销商。