


非血管腔道超硬导丝

非血管腔道治疗中引导导管、置入器等。



常用规格:

订货号	导丝长度 (mm)	导丝直径 (inch)	软硬度	描述		
MTN-QF-90/26-B	2600	0.035"	超硬	平头 不锈钢材质, 直型弹簧头端		
MTN-QF-90/26-D				粗头 不锈钢材质, 直型弹簧头端		
MTN-QF-90/26-B1				直型亲水头端, 镍钛合金材质, 圆形托盘包装		
MTN-QF-90/42-B	4200			平头 不锈钢材质, 直型弹簧头端		
MTN-QF-90/42-D				粗头 不锈钢材质, 直型弹簧头端		
MTN-QF-90/42-B1				直型亲水头端, 镍钛合金材质, 圆形托盘包装		
MTN-QF-96/26-B	2600	0.038"	超硬	平头 不锈钢材质, 直型弹簧头端		
MTN-QF-96/26-D				粗头 不锈钢材质, 直型弹簧头端		
MTN-QF-96/42-B	4200			超硬	超硬	平头 不锈钢材质, 直型弹簧头端
MTN-QF-96/42-D						粗头 不锈钢材质, 直型弹簧头端

产品特点:

- 医用不锈钢材料, 不易折断, 防扭结, 确保手术的安全和可靠。
- 弹簧头端, 更易通过狭窄段。

