


球囊扩张导管

用于因恶性病变造成的直肠狭窄或梗阻。



常用规格:

订货号	囊体直径 (mm)	囊体长度 (mm)	导管直径 (Fr.)	有效长度 (mm)
BDC - 8/55 - 7/10	8	55	7	1000
BDC - 8/55 - 7/18(24)	8			1800/2400
BDC - 10/55 - 7/10	10			1000
BDC - 10/55 - 7/18(24)	10	1800/2400		
BDC - 12/55(80) - 7/10	12	55/80		1000
BDC - 12/55(80) - 7/18(24)	12			1800/2400
BDC - 15/55(80) - 7/10	15			1000
BDC - 15/55(80) - 7/18(24)	15	1800/2400		
BDC - 18/55(80) - 7/10	18	80		1000
BDC - 18/55(80) - 7/18(24)	18			1800/2400
BDC - 20/55(80) - 7/10(18, 24)	20			1000/1800/2400
BDC - 25/80 - 7/10(18, 24)	25	80		1000/1800/2400
BDC - 30/80 - 7/10(18, 24)	30		1000/1800/2400	
.....				

产品特点:

- 双腔导管，兼容.035”导丝。
- 囊体两边装配显影标记，定位更加准确。
- 采用国际先进技术和生产工艺，质量可靠。
- 性价比高，适宜临床广泛一次性使用。



※N/A表示球囊不能通过肠道