



# 直型气管支架

【气管支架及置入器】

用于缓解恶性病变造成的主气管和支气管的狭窄。



## 常用规格:

订货号	支架直径 (mm)	支架长度 (mm)	置入器尺寸 (导管直径X有效工作长度) (mm)
ST02-001-10.040 A3-GE	10	40	OTW置入器: 4X650 (推荐导线: .035")
ST02-001-10.050 A3-GE		50	
ST02-001-10.060 A3-GE		60	
ST02-001-12.040 A3-GE	12	40	
ST02-001-12.050 A3-GE		50	
ST02-001-12.060 A3-GE		60	
ST02-001-14.040 A3-LE	14	40	OTW置入器: 6X650 (推荐导线: .035")
ST02-001-14.050 A3-LE		50	
ST02-001-14.060 A3-LE		60	
ST02-001-16.040 A3-LE	16	40	
ST02-001-16.050 A3-LE		50	
ST02-001-16.060 A3-LE		60	
ST02-001-18.040 A3-LE	18	40	OTW置入器: 6X650 (推荐导线: .035")
ST02-001-18.050 A3-LE		50	
ST02-001-18.060 A3-LE		60	
ST02-001-20.040 A3-LE	20	40	
ST02-001-20.050 A3-LE		50	
ST02-001-20.060 A3-LE		60	
ST02-001-22.040 A3-LE	22	40	
ST02-001-22.050 A3-LE		50	
ST02-001-22.060 A3-LE		60	

## 产品特点:

- 持续柔和的径向支撑力, 有效扩张狭窄部, 减少患者不适。
- 支架在影像设备下清晰明显, 帮助定位更加准确。

