


非血管腔道超硬导丝

非血管腔道治疗中引导导管、置入器等。



常用规格:

产品型号	导丝长度 (mm)	导丝直径 (inch)	软硬度	描述
MTN-QF-90/18-B	1800	0.035	超硬	平头 不锈钢材质, 直型弹簧头端
MTN-QF-90/26-B	2600			直型亲水头端, 圆形托盘包装 镍钛合金材质
MTN-QF-90/26-B1	2600			
MTN-QF-96/18-B	1800	0.038		平头 不锈钢材质, 直型弹簧头端
MTN-QF-96/26-B	2600			

产品特点:

- 医用不锈钢材料, 不易折断, 防扭结, 确保手术的安全和可靠。
- 弹簧头端, 更易通过狭窄段。

