



超顺应胆道支架

【胆道支架及置入器 (PTCD)】

用于缓解因病变造成的胆道狭窄和梗阻，新型编织方式让支架有效贴合胆管内壁，顺应胆管弯曲。



与普通编织支架对比：

- 优异的顺应性，顺应弯曲，贴合管壁。
- 普通胆道支架，会产生弯曲应力，支架两端与管壁摩擦，造成出血和增生；超顺应胆道支架消除了弯曲应力，可以完全贴合弯曲部位，减少摩擦、出血和增生。

注：
以上为产品常用规格，如有更多规格需求请致电微创全国服务电话400 025 3000，或联系微创当地销售代表或经销商。

常用规格：

订货号	支架直径 (mm)	支架长度 (mm)	置入器出尺寸 (导管直径 × 有效工作长度) (mm)
ST13-001-06.040 H1-CC	6	40	PTCD置入器：2.7 × 500 推荐导丝：0.035" (0.90mm)
ST13-001-06.050 H1-CC		50	
ST13-001-06.060 H1-CC		60	
ST13-001-06.070 H1-CC		70	
ST13-001-06.080 H1-CC		80	
ST13-001-08.040 H1-CC	8	40	
ST13-001-08.050 H1-CC		50	
ST13-001-08.060 H1-CC		60	
ST13-001-08.070 H1-CC		70	
ST13-001-08.080 H1-CC		80	
ST13-001-10.040 H1-CC	10	40	
ST13-001-10.050 H1-CC		50	
ST13-001-10.060 H1-CC		60	
ST13-001-10.070 H1-CC		70	
ST13-001-10.080 H1-CC		80	
.....			